

耳科手術用 上反り鋭匙鉗子シリーズ

欠畑誠治先生 考案

SK上反り微細鋭匙鉗子

横開きにより内視鏡下で視野確保できます



上向 横左開き



10150110

上向 横右開き



10150111

■ 薬事情報

販売名	SK上反り微細鋭匙鉗子
一般的名称	耳鼻咽喉科用鋭匙鉗子
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当
届出番号	13B1X00138TY0413

上反り鋭匙鉗子



縦開き



10167690

■ 薬事情報

販売名	上反り鋭匙鉗子
一般的名称	耳鼻咽喉科用鋭匙鉗子
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当
届出番号	13B1X00138MY0272



永島医科器械株式会社

URL <http://www.nagashima-medical.co.jp>

[本社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-24-1 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3812-1323
 [東京支社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3816-2824
 [名古屋営業所] 〒460-0013 名古屋市中区上前津 2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326
 [大阪営業所] 〒541-0055 大阪市中央区船場中央 2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122



本社・第二工場・第三工場に適用

※本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。

2411-01-K00