

LED光源装置 SL-12

LIGHT SOURCE



卓上タイプ



顕微鏡取付タイプ

■ 仕様

電氣的定格	定格電源 AC100V 50/60Hz
	電源入力 50VA
色温度	5000 ~ 6400K
寸法	W180×D210×H110mm
質量	約 3.9kg
商品コード	卓上タイプ：20349100
	顕微鏡取付タイプ：20349200

■ 薬事情報

販売名	LED光源装置 SL-12
一般的名称	汎用光源
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当
届出番号	13B1X00138030401

- ◆ 光量調節付
- ◆ より自然光に近い色温度 5,000K
- ◆ LED 平均寿命 25,000時間
(保証値ではありません。)

■ 機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類	クラス I の ME 機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類	BF 形装着部を持つ機器
水の有害な浸入に対する保護の程度	IPX0
作動(運転)モード	連続作動(運転)機器



永島医科器械株式会社

URL <http://www.nagashima-medical.co.jp>

[本社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-2-4-1 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3812-1323
 [東京支社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3816-2824
 [名古屋営業所] 〒460-0013 名古屋市中区上前津 2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326
 [大阪営業所] 〒541-0055 大阪市中央区船場中央 2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122



本社・第二工場・第三工場に適用